

Solution pour l'infiltration continue post-opératoire

Performante
Performante
Performante

Simple
Simple
Simple

Optimum
Coût & Efficacité
Optimum



Diffuseur portable

Accufuser®



**Cathéter
multiperforé**




Confort Sécurité




Bien-être Simplicité

Pour l'analgésie post-opératoire continue du site chirurgical



Accufuser®

RÉF.	DÉBIT ml/h	VOLUME NOMINAL DE REMPLISSAGE	DURÉE DE PERFUSION	COND.
Accufuser® à débit continu. Volume 275 ml				
C0020L	2	275 ml	150 heures	10/bte
C0050L	5	275 ml	60 heures	10/bte
C0080L	8	275 ml	38 heures	10/bte
C0100L	10	275 ml	30 heures	10/bte
Accufuser® VARICON à débit variable. Volume 275 ml				
VI248L	Variable	275 ml 1 à 15 ml/h	de 20 heures	10/bte à 12 jours



CATHETER MULTIPERFORÉ

RÉF.	DÉSIGNATION	COND.
03590DA20	Cathéter à 12 ouvertures latérales (2 x 6 espacées de 8 cm)	10/bte
03590DB20	Cathéter à 12 ouvertures latérales (2 x 6 espacées de 3 cm)	10/bte
03590SA20	Cathéter à 6 ouvertures latérales (2 x 3 espacées de 5 cm)	10/bte
03590SB20	Cathéter à 6 ouvertures latérales (continues)	10/bte
21890SB18	Epi-Mini-Set 18G L-L avec cathéter 6 trous espacés	10/bte
78150db18	Set pour analgésie thoracique avec cathéter 12 trous espacés	10/bte

nmmédical
Division HÔPITAL

Tél : 01 41 32 40 60 - Fax : 01 41 32 40 48

NM Médical Division Hôpital - 200, avenue des Grésillons 92601 Asnières Cedex

e-mail : perfusion@nmmedical.fr

te me na
by Polymedic®

Tél : 01 30 86 05 30 - Fax : 01 30 86 05 31

TEMENAS.A.S - ZI des Amandiers - 16 rue des entrepreneurs - 78420 Carrières sur Seine

e-mail : temena@temena.fr